

SEZNAM PRODUKTŮ HOJENÍ RAN OD SPOLEČNOSTI COVIDIEN

Hydrogelové krytí

- AQUAFLO
- CURAFIL gel

Hydrokoloidní krytí

- ULTEC PRO

Neadherentní krytí

- CURITY mastný tyl

Antimikrobiální krytí

- XEROFORM
- XEROFLO
- TELFA AMD
- EXCILON AMD
- KERLIX AMD
- KENDALL AMD PĚNA

Kalcium alginátové krytí

- CURASORB
- CURASORB ZN

Transparentní fóliové krytí

- POLYSKIN II

AQUAFLO

- progresivní složkou obvazu je absorbent, který nebude vysušovat ránu
- jedinečný diskový tvar maximalizuje krytí rány a napomáhá vyplnění mělkých kavit
- chrání rány zabezpečením vlhkého prostředí
- transparentní gelový disk umožňuje vizualizaci rány
- velikost 12cm v průměru, baleno po 5 ks
- mírně až středně exsudující rány, rány po kožních štěpech, incize, popáleniny 1. a 2.stupně

CURAFIL gel

- transparentní hydrogelové krytí pomáhá zabezpečit optimální prostředí pro podporu přirozeného procesu hojení rány
- jedinečný ochranný systém (Germaben II) nedovoluje růst bakterií uvnitř gelu
- je formulováno pro management dekubitů stupně I-IV, bércových vředů, popálenin prvního a druhého stupně, řezných ran, abrazí a menších poškození kůže
- 14g, 28g nebo 85g tuba
- suché až lehce secernující rány, kožní vředy (stupně II, III a IV), tunelové defekty

ULTEC PRO

- vysoce flexibilní krytí určené pro použití na suché až lehce exsudující rány
- formulováno pro vytvoření a udržení vlhkého hojivého prostředí, které je optimální pro hojení rány
- jedinečné složení umožňuje absorpci exsudátu a pomáhá chránit kůži v okolí rány před macerací
- obsahuje 30% alginátu pro zvýšení integrity
- 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm, 10x12,5cm sakrální, 15x17,5cm sakrální, baleno po 5ks
- bércové vředy (stupně I, II a III), chirurgické rány, suché až středně vlhké rány

CURITY mastný tyl

- síťová, pletená tkanina impregnovaná olejovou emulzí
- neadherentní v místě rány
- umožňuje volný odchod exsudátu z rány
- ideální pro místa po kožních štěpech, citlivá místa chirurgických švů, místa transplantátů
- ošetřování středně až silně exsudujících ran
- 8x8cm, 8x20cm, 8x40cm
- popáleniny prvního stupně, abraze, chirurgické rány, neinfikované rány, kožní štěpy, lacerace

XEROFORM

- 3% Bismuth Tribromofenát ve speciálním mastném tylu s vazelínou
- Neadherentní
- Přilnavý, přizpůsobuje se všem tělesným tvarům
- Bakteriostatický účinek v obvaze chrání proti kontaminaci z okolního prostředí
- 12x23cm, 2,5x20cm, 10x10cm nebo role 10cm x 2,7m
- středně až silně exsudující rány, popáleniny, kožní stěpy, dekubity, infikované i neinfikované rány

XEROFLO

- 3% Bismuth Tribromofenát ve vodní emulzi s olejem na jemném mastném tylu
- pro minimální až silný exsudát
- přilnavý a přizpůsobivý
- neadherentní provedení
- hydrofilní mast
- bakteriostatický účinek v obvaze chrání proti kontaminaci z okolního prostředí
- 12x23cm, 2x20cm nebo role 10cm x 2,7m
- stejná indikace jako u XEROFORM

TELFA AMD

- široké spektrum efektivity
- není známa žádná rezistence
- účinkuje uvnitř obvazu
- šetrný ke zdravým buňkám
- 7,5x10cm, 7,5x20cm, bez lepidla i s lepidlem okrajem
- chirurgické incize, lacerace, suché až lehce exsudující rány, prevence infekce rány

EXCILON AMD

- napomáhá chránit výstupní místa před infekcí
- jedinečně naříznutý ve tvaru T pro pohodlné přizpůsobení
- baleno v páru pro zlepšení krytí a ochrany rány/vstupu
- 5x5cm nebo 10x10cm
- tracheostomie, místa externí fixace, výživové sondy, i.v. infúze, pooperační drény, všechna vstupní místa náchylná k infekci

IČO: 274 45 241
DIČ: CZ27445241

Tel.: +420 239 000 456
Fax: +420 239 000 437

Zákaznický servis:
Tel.: +420 241 095 711
Fax: +420 241 095 712
objednavka@covidien.com

KERLIX AMD

- široké spektrum efektivity
- není známá žádná rezistence
- účinkuje uvnitř obvazu
- šetrný ke zdravým buňkám
- role 11cm x 3,7m nebo baleno jako tamponády po 2, 5 nebo 10 ks
- hluboké chronické rány, popáleniny druhého třetího stupně, sekundárně se hojící operační rány, středně až silně exsudující rány, může být použito pro hypobarickou terapii

KENDALL AMD PĚNA

- podpora vlhkého, baktericidního prostředí
- vysoce účinné proti běžným bakteriím po dobu až 7 dnů
- použití obdobné standardním krytím a odpovídá většině protokolů
- prokázána bezpečnost a hospodárnost
- 5x5cm, 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm
- středně až silně exsudující rány, dekubity (stupně I – IV), bércové vředy, diabetické vředy, infikované rány

CURASORB a CURASORB ZN

- absorbuje exsudát z rány a tvoří ochranný pružný gel a pomáhá vytvořit optimální vlhké hojivé prostředí
- ochranný gel váže exsudát a pomáhá v prevenci před macerací kůže
- snadné, bezbolestné odstranění krytí minimalizuje traumatizaci tkáně a maximalizuje komfort pacienta
- absorpční kapacita je přibližně 20-ti násobek hmotnosti krytí
- ZN je označení pro příměs zinku
- 5x5cm, 10x10cm, 20x10cm, 60cm a 90cm proužek
- středně až silně exsudující rány, tunelové defekty, rány v částečné i plné tloušťce kůže, bércové vředy

POLYSKIN II

- ideální krytí pro místa i.v. infúzí, místa po kožních stěpech, vředy, chirurgické rány (stehy)
- jednoduchý efektivní aplikační systém umožňuje aplikaci jednou rukou
- vysoce propustný pro kyslík a vodní páru
- vynikající bariéra pro bakterie a kontaminované tekutiny
- 5x7cm, 10x12cm, 10x20cm, 15x20cm